

細胞外液補充液 重炭酸リンゲル液

\* : 生理食塩液に対する比

製品名	会社名	液量 (mL)	mEq/L								糖質	糖質 (g/容器)	糖質 (%)	熱量 (kcal/容器)	pH	浸透圧比*
			Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Cl <sup>-</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Gluconate <sup>-</sup>	Citrate <sup>3-</sup>						
ピカーボン輸液	エイワイファーマ=陽進堂	500	135	4	3	1	113	25	-	5	-	-	-	-	6.8~7.8	0.9~1.0
ピカナイト輸液	大塚製薬工場	500	130	4	3	2	109	28	-	4	-	-	-	-	6.8~7.8	約0.9
ピカナイト輸液	大塚製薬工場	1000	130	4	3	2	109	28	-	4	-	-	-	-	6.8~7.8	約0.9

出力日：2018.01.22