

アミノ酸製剤 小児用アミノ酸液

* : 生理食塩液に対する比

製品名	会社名	液量 (mL)	mEq/容器			pH	浸透圧比*
			Na ⁺	Cl ⁻	Acetate ⁻		
プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業	200	約0.6	-	約16	6.5 ~ 7.5	2.3 ~ 2.8

製品名	会社名	液量 (mL)	アミノ酸 (g/容器)																		総遊離アミノ酸量 (g/容器)	E/N比	総窒素含有量 (g/容器)	分枝鎖アミノ酸含有率 (%)	
			L-ロイシン	L-イソロイシン	L-バリン	L-リシン	L-トレオニン	L-トリプトファン	L-メチオニン	L-フェニルアラニン	L-システイン	L-チロシン	L-ヒスチジン	L-アルギニン	L-アラニン	L-プロリン	L-セリン	グリシン	L-アスパラギン酸	L-グルタミン酸					タウリン
プレアミン-P注射液	扶桑薬品工業	200	3.200	1.600	1.200	0.960 (L-リシン酢酸塩: 1.354)	0.480	0.240	0.300	0.500	0.300	0.120	0.500	2.000	1.040	1.200	0.800	0.400	0.160	0.160	0.040	15.2	1.26	2.35	39

出力日: 2018.04.22